



Flooseal

Matriz Hemostática



NEUROCIRUGÍA



Flooseal logra una hemostasia rápida, lo que permite reducir el tiempo de exposición del cerebro, reduciendo riesgos para el paciente^{1,2}



Flooseal controla sangrados intensos o persistentes cuando otras técnicas hemostáticas* fallan^{1,3}



Flooseal permite controlar el sangrado de manera rápida^{1,3}



Permite mantener el campo quirúrgico despejado^{1,4}

*Coagulación bipolar, irrigación, compresión con gasas, o uso de celulosa o de esponjas de colágeno.

APLICADOR CURVO
DESECHABLE

OTROS
APLICADORES



ADVERTENCIAS



REFERENCIAS

Baxter



Floseal

Matriz Hemostática

Aplicador **DESECHABLE** **CURVO**⁵

cosas pequeñas que
marcan grandes
diferencias



Conexión rápida⁵

Luer fácil de conectar



Dispensación controlada⁵

Cánula rígida de acero inoxidable de 10 cm




Acceso dirigido⁵

Longitud de trabajo optimizada



Punta atraumática⁵

Diámetro exterior de 4,3 mm



CÓDIGOS DE PRODUCTO

APLICADOR CURVO DESECHABLE

Caja de 8

ADS201894



ADVERTENCIAS



REFERENCIAS

Baxter



Floseal

Matriz Hemostática

ACCESORIOS DE FLOSEAL⁶ PARA ABORDAJE QUIRÚRGICO

Cirugía abierta



(1)

Punta Aplicadora Estándar⁶



Puntas Aplicadoras Maleables⁶




Referencia: **1503353**

Laparoscopia / Toracoscopia

Aplicador Endoscópico*

Desechable

Referencia: **0600125**




Endoscopia

Puntas Aplicadoras
Maleables y Recortables[†]

Microcirugía, aplicación
a distancia en profundidad

Referencia: **1502186**



*Aplicador endoscópico. Instrucciones de uso. Baxter 2015.

†Punta maleable y punta recortable. Instrucciones de uso. Baxter 2016.

CÓDIGOS DE PRODUCTO

FLOSEAL Matriz Hemostática, 5 ml. Kit 5 ml con aplicadores

Pack de 1

1503353

Punta aplicadora maleable y recortable. Longitud: 14 cm

Pack de 6

1502186

Aplicador endoscópico. Longitud: 41 cm, diámetro: 5 mm

Pack de 6

0600125



ADVERTENCIAS



REFERENCIAS

Baxter



Floseal

Matriz Hemostática

FLOSEAL: REACCIONES ADVERSAS, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES⁶

Indicación⁶

FLOSEAL está indicado en procedimientos quirúrgicos como complemento a la hemostasia cuando el control de la hemorragia, ya sea en sábana o en chorro, mediante ligadura o procedimientos convencionales no sea efectivo o práctico⁶.

Reacciones adversas⁶

En un ensayo clínico, las reacciones adversas más comunes notificadas durante y después de la aplicación de los agentes hemostáticos fueron anemia, fibrilación auricular, infección y hemorragia.

Contraindicaciones⁶

No utilice FLOSEAL en pacientes con alergias conocidas a materiales de origen bovino.

Advertencias⁶

- No inyecte, ni comprima, ni introduzca Floseal en los vasos sanguíneos.
- No reemplaza una técnica quirúrgica meticulosa.
- No es para profilaxis contra el sangrado después de la cirugía.
- No debe utilizarse si hay infección activa.
- No se debe utilizar para controlar la hemorragia intrauterina postparto ni la menorragia.
- El exceso de FLOSEAL [material no incorporado en el coágulo hemostático] debe retirarse siempre del sitio de aplicación mediante una irrigación suave.

Precauciones⁶

- Para un solo uso. No esterilizar de nuevo.
- Se hincha entre un 10-20% a los 10 minutos de estar en contacto con sangre o fluidos.
- No aspirar al interior de sistemas de derivación cardiopulmonar extracorpóreos o circuitos de recirculación de sangre autóloga.
- No utilice FLOSEAL en superficies óseas en las que sea necesario utilizar adhesivos, como el metilmetacrilato y otros adhesivos acrílicos, para pegar una prótesis.

EI APLICADOR CURVO DESECHABLE está indicado para la administración de Floseal Matriz Hemostática en lugares con hemorragia⁵.

Precauciones

- Un solo uso. No reutilizar. No esterilizar de nuevo. La reutilización o el reprocesado de un dispositivo de un solo uso puede provocar su contaminación y comprometer la función del dispositivo o la integridad de la estructura.
- No utilice el APLICADOR CURVO DESECHABLE si el envase está dañado o si la punta está dañada, porque el funcionamiento del dispositivo podría verse comprometido.
- No utilice aire como propelente para aplicar un agente hemostático con el APLICADOR CURVO DESECHABLE.

Revise las instrucciones de uso para obtener el listado completo de advertencias⁶.

Floseal es una marca registrada de Baxter International.

Floseal Matriz Hemostática, el Aplicador Curvo Desechable, Aplicador Endoscópico y Puntas Aplicadores y Recortables son productos sanitarios y tienen la marca CE de conformidad con los requisitos de la Directiva del Consejo Europeo 93/42/EEC y cumplen con los requisitos de la normativa española aplicable.

Solo para profesionales sanitarios.



REFERENCIAS

Baxter



Floseal

Matriz Hemostática

REFERENCIAS

1. Ellegala DB, Maartens NF, Laws ER Jr. Use of FloSeal hemostatic sealant in transsphenoidal pituitary surgery: technical note. *Neurosurgery*. 2002 ;51[2]:513-5.
2. Gazzeri R, Galarza M, Neroni M, Alfieri A, Esposito S. Minimal craniotomy and matrix hemostatic sealant for the treatment of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. *J Neurosurg*. 2009;110[5]:939-42.
3. Fiss I, Danne M, Stendel R. Use of gelatin-thrombin matrix hemostatic sealant in cranial neurosurgery. *Neurol Med Chir [Tokyo]*. 2007;47[10]:462-467.
4. Gazzeri R, Galarza M, Neroni M, Alfieri A, Giordano M. Hemostatic matrix sealant in neurosurgery: a clinical and imaging study. *Acta Neurochir [Wien]*. 2011;153[1]:148-155.
5. Instrucciones de Uso APLICADOR CURVO FLOSEAL. Baxter Healthcare S.A. Zürich.
6. Instrucciones de Uso Floseal Matriz Hemostática. Baxter Healthcare S.A. Zürich 2012.



ADVERTENCIAS

Baxter



Advanced Surgery



Baxter

CONTIGO EN EL
MOMENTO CLAVE

Baxter, S.L.

Sede Corporativa

Parque Empresarial San Fernando
Edificio Londres. Avenida de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares - Madrid
📞 +34 91 678 93 00

www.baxter.es

Sede Social

Polígono Industrial Sector 14
C/ Pouet de Camilo, nº 2
46394 Ribarroja del Turia - Valencia
📞 +34 96 272 28 00